

Unsichtbar zu sichtbar
schönen Zähnen

Klinische Indikationen für die Behandlung mit Movendi[®]

Lückenstände	Bis 3 mm zwischen 2 Zähnen 4–6 mm über Regio 4–4 in Summe
Engstände	Bis 2–3 mm bei Überlappung von 2 Zähnen
Rotationen	Bis 30° bei 1ern, 3ern Bis 20° bei 2ern
Intrusion/Extrusion	Bis 1,5 mm je Kiefer Overbite-Korrektur bis 3 mm
Bissrelation	Keine Änderung möglich Overjet bis 3 mm