


Aligner Plier



Hole Punch

Erzeugt halbmondförmige Ausstanzungen (5 x 5,5 mm) für Knöpfchen oder Häkchen, zum Einhängen von Elastics. Entfernt überschüssiges Material zur Vermeidung von Zahnfleischirritationen.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
TASK Aligner Plier Hole Punch	1 Stück	TASK-60-731



Tear Drop Hole

Erzeugt einen tropfenförmigen Ausschnitt am gingivalen Rand des Aligners. Für Knöpfchen oder Häkchen, zum Einhängen von Elastics.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
TASK Aligner Plier Tear Drop Hole	1 Stück	TASK-60-734



Horizontal Hole

Erzeugt eine horizontale Vertiefung zur Übertragung eines individuellen Wurzeltores oder eine verstärkte Retention.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
TASK Aligner Plier Horizontal Hole	1 Stück	TASK-60-732



Vertical Hole

Erzeugt eine vertikale Vertiefung an der mesialen/distalen, faszialen oder lingualen Fläche des Zahns und erzeugt dadurch eine Überkorrektur der Rotation.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
TASK Aligner Plier Vertical Hole	1 Stück	TASK-60-733

Pontic Paint



Perfect-a-Smile™

Die einfache, schnelle und effektive Lösung, ästhetische Beeinträchtigungen während der Aligner-Therapie zu maskieren. Das perfektionierte Lächeln motiviert Patienten, die Aligner zu tragen. Pontic Paint splittert oder löst sich nach dem Aushärten nicht ab.



Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
Perfect-a-Smile B-1 Light Shade	4 g	001-7451
Perfect-a-Smile A-2 Medium Shade	4 g	001-7452
Perfect-a-Smile A-3,5 Dark Shade	4 g	0017454



World Class Orthodontics
Ortho Organizers® GmbH

Lauenbühlstraße 59
D-88161 Lindenberg/Allgäu
Telefon +49 8381 89095-0
Telefax +49 8381 89095-30
E-Mail info@movendi.dental
Web www.movendi.dental
Web www.w-c-o.de

V02 06/2021



MOVENDI®
moving teeth

ZUSATZPRODUKTE FÜR DIE MOVENDI® SCHIENENTHERAPIE

Wir führen sämtliche Produkte rund um die Alignertherapie. Vom Strippingmaterial bis zum Retainerdraht.




Retainerdrähte



Reliance Bond-a-Braid

„Dead Soft“. 8-fach geflochtener Retainerdraht nach Dr. Hilgers.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
Bond-a-Braid	10/Pack	001-8500



Retainerdraht auf der Rolle

Lingual Retainer-Draht.

- 3-fach geflochten
- Flach gepresst

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
.010 x .022	150 cm/Rolle	001-8610
.012 x .025	150 cm/Rolle	001-8611



Gerne schicken wir Ihnen auch kostenlose Infobroschüren, Tischaufsteller oder Plakate für Ihr Wartezimmer zu.

MOVENDI®
moving teeth



MOVENDI
moving teeth

Strips zur Interproximalen Reduktion

Die Strips machen die IPR sicherer und präziser, ohne scharfe Ecken zu bilden oder Lippen und Zahnfleisch zu verletzen. Die für transparente Aligner und kieferorthopädische Behandlungen verwendeten Strips passen sich der Krümmung des Zahnes an. So lässt sich eine übermäßige Schmelzentfernung vermeiden und der Patientenkomfort und die Sicherheit erhöhen.

- Ergonomisches Einhand-System
- Verletzt nicht Lippen oder Zahnfleisch
- Bietet eine optimale taktile Kontrolle
- Geringere Ermüdung der Hand
- Keine übermäßige Schmelzentfernung
- Verhindert die Bildung scharfer Ecken
- Geeignet für Frontzähne
- Leichter Zugang zum Seitenzahnbereich




Produkt	Menge	Bestell-Nr.
Thickness Gauge (0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5 mm)	1 Set	IPR-92106

Box mit 32	Inhalt	Bestell-Nr.
IPR Strips (Yellow, Red, Green, Dark-Blue)	4 x 8	IPR-32032
IPR Optional Strips (Clear, Cyan, Purple, Brown)	4 x 8	IPR-32033

Box mit 16	Inhalt	Bestell-Nr.
IPR Strips (Yellow, Red, Green, Dark-Blue)	4 x 4	IPR-32016
IPR Optional Strips (Clear, Cyan, Purple, Brown)	4 x 4	IPR-32017

Box mit 8	Inhalt	Bestell-Nr.
Yellow, Starter 0.07, Fine, Serrated, Single-Sided	8	IPR-32108
Red, Opener 0.12, Medium, Double-Sided	8	IPR-32408
Dark-Blue, Widener 0.15, Coarse, Double-Sided	8	IPR-32508
Green, Extra-Widener 0.20, Coarse, Double-Sided	8	IPR-32608
Clear, Opener 0.10, Medium, Serrated, Single-Sided	8	IPR-32208
Cyan, Widener 0.12, Medium, Single-Sided	8	IPR-32308
Purple, Super-Widener 0.25, Coarse, Double-Sided	8	IPR-32708
Brown, Mega-Widener 0.30, Coarse, Double-Sided	8	IPR-32808

Strippingmaterial



IPR Streifen „Paul“ von Horico

Autoklavierbar und sterilisierbar!
Der Kunststoff-Griff besteht aus einem wiederaufbereitbaren Medizinal-Kunststoff.

Box mit 16	Inhalt	Bestell-Nr.
IPR Streifen einseitig mit Diamantkorn „Normalkorn“, Blau	1	H-354Paul
IPR Streifen einseitig mit Diamantkorn „Feinkorn“, Rot	1	H-C354Paul
IPR Stahlstreifen undiamantiert mit Sägezahn, Weiß	1	H-414Paul

Adhesive/Primer

Wir sind autorisierter Reliance Händler!



Flow Tain™

Fließfähiger, lichthärtender Kleber zur Befestigung von Lingualretainern und Splints, zur Schaffung von Bogenstops, zum indirekten Kleben von Brackets und für das Kleben von Thermoplasten.

Flow Tain™/ Flow Tain™ LV	Inhalt	Bestell-Nr.
Flow Tain™ mit Kanülen	1,5 g	001-3800



L.C.R.™

Lichthärtendes Adhäsiv zum Kleben von lingualem Retainern. Arbeitet nur in Verbindung mit lichthärtendem Sealant.

L.C.R.	Inhalt	Bestell-Nr.
Adhesive in Spritze	5 g	001-3900
Adhesive in Tips	5 g	001-3901
Set, Adhesive in Spritze	Set	001-3900K



Bond Aligner®

Klare, lichthärtende Paste, die sich ideal zum Kleben von Attachments auf Aligner eignet. Klebt unabhängig vom Hersteller jedes Metall und jeden Kunststoff.

Flow Tain™/ Flow Tain™ LV	Inhalt	Bestell-Nr.
Bond Aligner® Spritze + 5 Kanülen	1,5 g	001-7410



GoTo™

Lichthärtendes Bracket Adhesive mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Durch den hohen Füllstoffgehalt, verhindert GoTo™ das Verrutschen der Brackets. Überschüssige Paste lässt sich einfach und sauber entfernen.

Flow Tain™/ Flow Tain™ LV	Inhalt	Bestell-Nr.
GoTo™ Light Cure Adhesive in Spritze	4 g	001-7026
GoTo™ Light Cure Adhesive Tips	4 g	001-7027



Light Bond™

Lichthärtendes Adhesive, für Attachments, mit unbegrenzter Verarbeitungszeit.

Light Bond™ Sealant

Primer für Attachments.

Produkt	Inhalt	Bestell-Nr.
Light Bond™ Regular in Spritze	5 g	001-7001/1
Light Bond™ Medium in Spritze	5 g	001-7001/1M
Light Bond™ Regular in Tips	5 g	001-7004/1
Light Bond™ Medium in Tips	5 g	001-7004/1M

Produkt	Inhalt	Bestell-Nr.
Light Bond™ Sealant in Flasche	3 ml	001-7002
Light Bond™ Sealant in Flasche	7 ml	001-7002E

Verschiedenes



Chewies Aligner Tray Seaters

Kleine, einfach anzuwendende Bissrollen, die für einen perfekten Sitz der Aligner sorgen. Aus weichem Kunststoff – die hygienische Alternative zu Watterollen.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
Weiß, ohne Geschmack	10 x 2/Pack	G-AC-25WPP
Grün, mit Minzgeschmack	10 x 2/Pack	G-AC-25GMPP
Pink, mit Kaugummigeschmack	10 x 2/Pack	G-AC-25PBPPP



Retainer Retriever

Häkchen zum Entfernen von Alignern.

Produkt	Inhalt	Best.-Nr.
Retainer Retriever	10/Pack	G-RR-1W